

FICHE TECHNIQUE

iD Pants Soft Feel Large Normal

5531355149-04 (100-145 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)
Pliage

CIBLE

860 mm
760 mm
440 mm
180 mm
C+2

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

64 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Fibre
Super absorbant
Voile intérieur
Film de protection tampon
Voile d'acquisition
Barrières anti-fuites
Élastiques barrière anti-fuites
Élastiques entrejambe
Enveloppe extérieure textile
Ceinture élastique
Ceinture de hanche
Élastiques anatomiques
Adhésif d'identification produit

100% cellulose blanche
polyacrylate de sodium (odour control)
polypropylène Hydrophile
polyéthylène Blanc
complexe PET/PP blanc
polypropylène hydrophobe
2 x 1 élastiques synthétiques
2 x 3 élastiques synthétiques
polypropylène hydrophobe
élastiques synthétiques (6 arrière- 6 avant)
2 x 14 élastiques synthétiques
2 x 3 élastiques synthétiques incurvés
bande de couleur niveau ceinture

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1250 ml

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet 14 changes
Carton 6 sachets
Palette 30 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

