

FICHE TECHNIQUE

iD Pants Large Super

5531375120D (100-145 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)
Pliage

CIBLE

900 mm
811 mm
480 mm
190 mm
C+2

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

81 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fibre | 100% cellulose blanche |
| Super absorbant | polyacrylate de sodium (odour control) |
| Voile intérieur | polypropylène Hydrophile |
| Film de protection tampon | polyéthylène Blanc |
| Voile d'acquisition | complexe PET/PP blanc |
| Barrières anti-fuites | polypropylène hydrophobe |
| Elastiques barrière anti-fuites | 2 x 1 élastiques synthétiques |
| Elastiques entrejambe | 2 x 3 élastiques synthétiques |
| Enveloppe extérieure textile | polypropylène hydrophobe |
| Ceinture élastique | élastiques synthétiques (5 arrière- 5 avant) |
| Ceinture de hanche | 2 x 14 élastiques synthétiques |
| Elastiques anatomiques | 2 x 3 élastiques synthétiques incurvés |
| Adhésif d'identification produit | sticker arrière vert "L" |
| Topsheet | topsheet traité avec des ingrédients botaniques (mélange de camomille, vitamine E et d'oxyde de zinc) |

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1950 ml +/- 10%

CONDITIONNEMENT

| | |
|---------|------------|
| Sachet | 12 changes |
| Carton | 6 sachets |
| Palette | 30 cartons |

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

