

FICHE TECHNIQUE

iD Pants Large Maxi

5531380100 (100-145 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)
Pliage

CIBLE

860 mm
780 mm
490 mm
160 mm
C+2

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

106,5 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Fibre	100% cellulose blanche
Super absorbant	polyacrylate de sodium (odour control)
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Film de protection tampon	polyéthylène Blanc
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	2 x 1 élastiques synthétiques
Elastiques entrejambe	2 x 3 élastiques synthétiques
Enveloppe extérieure textile	polypropylène hydrophobe
Ceinture élastique	élastiques synthétiques (5 arrière- 5 avant)
Ceinture de hanche	2 x 14 élastiques synthétiques
Elastiques anatomiques	2 x 3 élastiques synthétiques incurvés
Adhésif d'identification produit	sticker arrière gris
Topsheet	topsheet traité avec des ingrédients botaniques (mélange de camomille, vitamine E et d'oxyde de zinc)

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

2244 ml +/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet 10 changes
Carton 8 sachets
Palette 24 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

