

FICHE TECHNIQUE

iD Pants XLarge Plus

5531465140-02 (130-170 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)
Pliage

CIBLE

900 mm
925 mm
480 mm
190 mm
C+2

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

80.5 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Fibre
Super absorbant
Voile intérieur
Film de protection tampon
Voile d'acquisition
Barrières anti-fuites
Elastiques barrière anti-fuites
+ entrejambe
Enveloppe extérieure textile
Ceinture élastique
Ceinture de hanche
Elastiques anatomiques
Adhésif d'identification produit
Topsheet

100% cellulose blanche
polyacrylate de sodium (odour control)
polypropylène Hydrophile
polyéthylène Blanc
complexe PET/PP blanc
polypropylène hydrophobe
2 x 3 élastiques synthétiques
polypropylène hydrophobe
élastiques synthétiques (4 arrière- 4 avant)
2 x 15 élastiques synthétiques
2 x 3 élastiques synthétiques incurvés
sticker arrière bleu "XL"
topsheet traité avec des ingrédients botaniques
(mélange de camomille, vitamine E et d'oxyde de zinc)

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1700 ml +/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 40 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex