

## FICHE TECHNIQUE

# iD Pants Extra-Large Maxi

5531480100 (130-170 cm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale (tendu)  
Longueur tampon  
Largeur tampon (av/arr)  
Pliage

### CIBLE

900 mm  
925 mm  
490 mm  
160 mm  
C+2

### TOLERANCE

+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

110 g

### TOLERANCE

+/- 5%

### COMPOSITION

Fibre	100% cellulose blanche
Super absorbant	polyacrylate de sodium (odour control)
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Film de protection tampon	polyéthylène Blanc
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	2 x 1 élastiques synthétiques
Elastiques entrejambe	2 x 3 élastiques synthétiques
Enveloppe extérieure textile	polypropylène hydrophobe
Ceinture élastique	élastiques synthétiques (5 arrière- 5 avant)
Ceinture de hanche	2 x 14 élastiques synthétiques
Elastiques anatomiques	2 x 3 élastiques synthétiques incurvés
Adhésif d'identification produit	bande de couleur niveau ceinture
Topsheet	topsheet traité avec des ingrédients botaniques (mélange de camomille, vitamine E et d'oxyde de zinc)

Fabriqué en Europe

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

2300 ml +/- 10%

### CONDITIONNEMENT

Sachet	10 changes
Carton	8 sachets
Palette	24 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex