


FICHE TECHNIQUE

iD Pants Super XXL

5531575120 (165-205 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)

CIBLE

980 mm
1050 mm
560 mm
180 mm

TOLERANCE

+/- 10 mm
+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

85 g

TOLERANCE

+/- 5g

COMPOSITION

Fibre
Super absorbant
Voile intérieur
Film de protection tampon
Voile d'acquisition
Barrières anti-fuites Élastiques
barrière anti-fuites
Élastiques entrejambe
Enveloppe extérieure textile
Ceinture élastique
Ceinture de hanche
Élastiques anatomiques
Adhésif d'identification produit
Topsheet

100% cellulose blanche
polyacrylate de sodium (odour control)
polypropylène hydrophile
polyéthylène Blanc
complexe PET/PP blanc
polypropylène hydrophobe
2 cuff élastiques de chaque côté
2 x 3 élastiques synthétiques
polypropylène hydrophobe
élastiques synthétiques (5 arrière- 5 avant)
22 devant + 20 arrière élastiques en lycra
3 devant + 3 arrière élastiques en lycra
bande de couleur niveau ceinture
topsheet traité avec des ingrédients botaniques
(mélange de camomille et vitamine E)

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE Absorption

ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1615 ml

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet 12 changes
Carton 4 sachets
Palette 32 cartons

EAN

5414874011720
5414874011737

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

