

FICHE TECHNIQUE

iD Intime Normal Large

5551355100 (100-140 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)

CIBLE

750 mm
756 mm
440 mm
120 mm

TOLERANCE

+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

42,5 g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Fibre
Super absorbant
Voile intérieur
Film de protection tampon
Voile d'acquisition
Barrières anti-fuites
Elastiques barrière anti-fuites
Elastiques entrejambe
Enveloppe extérieure textile
Ceinture élastique
Ceinture de hanche

Cellulose pulp
polyacrylate de sodium (odour control)
polypropylène Hydrophile
Polyéthylène, polypropylène
PET/co - PET
Polypropylène hydrophobe
2 x 2 élastiques synthétiques
2 x 3 élastiques synthétiques
Polypropylène hydrophobe
2 x 5 élastiques synthétiques
Film élastique à base de copolymères de polyoléfine

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

700 ml

CONDITIONNEMENT

Sachet 10 produits
Carton 8 sachets
Palette 45 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

