

FICHE TECHNIQUE

iD Slip Large Extra Plus

5610370280-04 (115-155cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Pliage

CIBLE

950 mm
800 mm
710 mm
255/ 225 mm
3

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

119 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Corps absorbant	100% fibres cellulosiques blanches
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE zone imprimé jaune
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	2x1 fils
Elastiques entrejambe	2x3 fils
Attaches de fermeture	4 attaches COMBI-Flex wave
Super absorbant	polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur)
Double tampon	
Témoin d'humidité	1 trait de colle + encre
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Ceinture élastique	complexe PP élastique transparent
Fabriqué en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

2950 ml

TOLERANCE

+/- 10 %

CONDITIONNEMENT

Sachet	28 changes
Carton	4 sachets
Palette	20 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

