

FICHE TECHNIQUE

iD Slip Super XXL

5630575150

(175-210cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Pliage

CIBLE

1040 mm
880/1030 mm
870 mm
300/400 mm
2

TOLERANCE

+/- 30 mm
+/- 30 mm
+/- 30 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

178 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Corps absorbant	100% fibres cellulosiques
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE zone imprimé gris
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	lycra
Elastiques entrejambe	lycra
Attaches de fermeture	4 attaches COMBI-Flex wave
Super absorbant	polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur)
Témoin d'humidité	encre
Voile d'acquisition	polyester
Ceinture élastique	complexe PP élastique transparent
Fabriqué en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

3200 ml

TOLERANCE

+/- 10 %

CONDITIONNEMENT

Sachet	15 changes
Carton	4 sachets
Palette	16 cartons



Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.