

FICHE TECHNIQUE

iD Expert Protect Super

5800075200 (90 - 180 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (dépliée)
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

900 mm
1800 mm
840 mm
540 mm

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

99,3 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Fibre 100 % cellulose
Voile intérieur polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure polyéthylène intraversable blanc imprimé vert " iD Protect SUPER"
Fabriquée en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1650 ml

CONDITIONNEMENT

Sachet 20 alèses
Carton 4 sachets
Palette 42 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex