

FICHE TECHNIQUE

iD Expert Protect Super

5800475300 (40 - 60 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	595 mm
Largeur totale	400 mm
Longueur tampon	535 mm
Largeur tampon	340 mm

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total	36 g
-------------	------

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Fibre	100 % cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	polyéthylène intraversable blanc imprimé vert "iD Protect SUPER"
Gaufrage	diamants
Fabriquée en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

750 ml

CONDITIONNEMENT

Sachet	30 alèses
Carton	9 sachets
Palette	28 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex