

## FICHE TECHNIQUE

# iD Expert Protect Super

5800975300 (60 - 90 cm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	900 mm
Largeur totale	600 mm
Longueur tampon	840 mm
Largeur tampon	540 mm

### CIBLE

### TOLERANCE

+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm

### POIDS (g)

Poids total	97,5 g
-------------	--------

### CIBLE

### TOLERANCE

+/- 5%

### COMPOSITION

Fibre	100 % cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	polyéthylène intraversable blanc imprimé vert "iD Protect SUPER"
Gaufrage	diamants
Fabriquée en Europe	

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

1980 ml

### CONDITIONNEMENT

Sachet	30 alèses
Carton	4 sachets
Palette	30 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

**Ontex**