

FICHE TECHNIQUE

iD Protect Plus

5801960300 (60 - 90 cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	890 mm
Largeur totale	595 mm
Longueur tampon	830 mm
Largeur tampon	535 mm

CIBLE

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total	46.2 g
-------------	--------

CIBLE

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Fibre	100 % cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	Non-tissé blanc imprimé bleu "iD Protect PLUS"
Gauffrage	canaux
Fabriquée en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

830 - 960 ml

CONDITIONNEMENT

Sachet	30 alèses
Carton	4 sachets
Palette	36 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex