

## FICHE TECHNIQUE

# iD Protect Super

5801975300 (60 - 90 cm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	890 mm
Largeur totale	595 mm
Longueur tampon	830 mm
Largeur tampon	535 mm

### TOLERANCE

+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total	81.7g
-------------	-------

### TOLERANCE

+/- 10%

### COMPOSITION

Fibre	100 % cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	non-tissé blanc imprimé vert "iD Protect SUPER"
Gaufrage	canaux
Fabriquée en Europe	

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

1220- 1420 ml

### CONDITIONNEMENT

Sachet	30 alèses
Carton	4 sachets
Palette	30 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

**Ontex**