

## FICHE TECHNIQUE

# Rectangular Pad Maxi Plus Intraversable+strip

59156020280 (150-600mm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	600 mm
Largeur totale	150 mm
Longueur tampon	540 mm
Largeur tampon	150 mm

### CIBLE

### TOLERANCE

+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 10 mm
+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total	60,5 g
-------------	--------

### CIBLE

### TOLERANCE

+/- 5%
--------

### COMPOSITION

Fibre	100% cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	non-tissé blanc
Tissu	écologique
Fabriqué en Europe	

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

1070 ml

### CONDITIONNEMENT

Sachet	28 changes
Carton	4 sachets
Palette	42 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex