

## FICHE TECHNIQUE

# Rectangular Insert Mini Traversable

59361100280 (110-360mm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale

Largeur totale

Longueur tampon

Largeur tampon

### CIBLE

360 mm

110 mm

320 mm

105 mm

### TOLERANCE

+/- 10 mm

+/- 5 mm

+/- 10 mm

+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

25,5 g

### TOLERANCE

+/- 5%

### COMPOSITION

Fibre

Voile intérieur

Enveloppe extérieure

Tissu

Fabriqué en Europe

100% cellulose

polypropylène hydrophile

Non-tissé blanc

écologique

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

490 ml

### CONDITIONNEMENT

Sachet

Carton

Palette

28 changes

4 sachets

78 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex