

FICHE TECHNIQUE

iD Discreet Light Super

IDD21052910



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

370 mm
115 mm
340 mm
100 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

24g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Pâte fluff
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
SAP
Papier siliconé
Voile d'acquisition
Emballage individuel
Fabriqué en Europe

100 % pâte fluff
polypropylène hydrophile imprimé « fleuri »
PP/PE respirable
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
imprimé « fleuri », impression à l'encre à base d'eau
(co-)polyester
blanc

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

690 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

10 pièces
12 sachets
88 cartons

EAN

5414874015186
5414874015193

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

Ontex