

FICHE TECHNIQUE

iD Discreet Light Maxi Night IDD23062912



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

390 mm
145/190 mm
357 mm
125/160 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

36g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Pâte fluff
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
SAP
Papier siliconé
Voile d'acquisition
Emballage individuel
Fabriqué en Europe

100 % pâte fluff
polypropylène hydrophile imprimé « fleuri »
PP/PE respirable
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
imprimé « fleuri », impression à l'encre à base d'eau
(co-)polyester
blanc

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

1035 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

12 pièces
8 sachets
48 cartons

EAN

5414874015223
5414874015230

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

Ontex