

## FICHE TECHNIQUE

# iD Discreet FOR MEN Extra Plus IDD31221910



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale  
Longueur tampon  
Largeur tampon

### CIBLE

305 mm  
185/70 mm  
275 mm  
145 mm

### TOLERANCE

+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

21g

### TOLERANCE

+/- 10%

### COMPOSITION

Fibre  
Voile intérieur  
Enveloppe extérieure  
Elastiques entrejambe  
SAP  
Papier siliconé  
Voile d'acquisition  
Fabriqué en Europe

100 % cellulose  
polypropylène hydrophile  
complexe PP/PE blanc  
Lycra  
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)  
imprimé: pose technique  
Complexe PET/PP blanc

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION (max\*)

505 ml

### TOLERANCE

valeur cible +10% \*

### CONDITIONNEMENT

Sachet  
Carton  
Palette

10 pièces  
16 sachets  
64 cartons

### EAN

5414874015261  
5414874015278

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

The logo for Ontex, featuring the brand name in a blue, italicized font with a blue swoosh underneath.