

FICHE TECHNIQUE

iD Discreet FOR MEN Super IDD31331914



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

290 mm
230/100 mm
250 mm
180/70 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

28g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Fibre
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
Elastiques entrejambe
SAP
Papier siliconé
Voile d'acquisition
Fabriqué en Europe

100 % cellulose
polypropylène hydrophile
complexe PP/PE blanc
Lycra
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
imprimé: pose technique
Complexe PET/PP blanc

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

750 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

14 pièces
12 sachets
42 cartons

EAN

5414874015285
5414874015292

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

Ontex