

FICHE TECHNIQUE

iD Discreet Pants for Women Super L

IDD65321510 (100-150cm) NOIR



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

750 mm
780 mm
440 mm
120 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

61g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Fibre
Voile intérieur
SAP
Voile d'acquisition
Barrières anti-fuites
Elastiques barrière anti-fuites
Elastiques entrejambes
Enveloppe extérieure
Fabriqué en Europe

100 % fluff pulp
polypropylène hydrophile, canaux
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
(Co-)polyester
élasthanne
élasthanne
polypropylène hydrophobe
Film respirant PP/PE

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

1090 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

10 pièces
8 sachets
56 cartons

EAN

5414874015360
5414874015377

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

Ontex