

FICHE TECHNIQUE

iD Discreet Pants for Women Normal M IDD6621112 (80-120cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

690 mm
680 mm
440 mm
120 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

43g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Fibre
Voile intérieur
SAP
Voile d'acquisition
Barrières anti-fuites
Elastiques barrière anti-fuites
Elastiques entrejambes
Enveloppe extérieure
Fabriqué en Europe

100 % fluff pulp
polypropylène hydrophile, canaux
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
(Co-)polyester
élasthanne
élasthanne
polypropylène hydrophobe
Film respirant PP/PE

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

580 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

12 pièces
8 sachets
56 cartons

EAN

5414874015384
5414874015391

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

