

FICHE TECHNIQUE

iD Essential Light Normal

IDE20041928



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

280 mm
100 mm
255 mm
80 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

14g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Pâte fluff
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
SAP
Papier siliconé
Voile d'acquisition
Fabriquée en Europe

100 % pâte fluff
polypropylène hydrophile
PE respirable / PP hydrophobe
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
imprimé, impression à l'encre à base d'eau
Bico PE/PP & PET

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

308 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

28 pièces
12 sachets
45 cartons

EAN

5414874016329
5414874016336

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.