

## FICHE TECHNIQUE

# iD Essential Light Super

IDE20061928



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale  
Longueur tampon  
Largeur tampon

### CIBLE

405 mm  
155 mm  
370 mm  
125 mm

### TOLERANCE

+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

32g

### TOLERANCE

+/- 10%

### COMPOSITION

Pâte fluff  
Voile intérieur  
Enveloppe extérieure  
SAP  
Papier siliconé  
Voile d'acquisition  
Fabriquée en Europe

100 % pâte fluff  
polypropylène hydrophile  
PE respirable / PP hydrophobe  
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)  
imprimé, impression à l'encre à base d'eau  
Bico PE/PP & PET

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION (max\*)

726 ml

### TOLERANCE

valeur cible +10% \*

### CONDITIONNEMENT

Sachet  
Carton  
Palette

28 pièces  
6 sachets  
36 cartons

### EAN

5414874016367  
5414874016374

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

The logo for Ontex, featuring the brand name in a blue, stylized font with a swoosh underneath.