

## FICHE TECHNIQUE

# iD Essential Underpads Super

IDE80341430-S (60x90)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale  
Longueur tampon  
Largeur tampon

### CIBLE

600 mm  
900 mm  
535 mm  
830 mm

### TOLERANCE

+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

93g

### TOLERANCE

+/- 10%

### COMPOSITION

Fibre  
Voile intérieur  
Enveloppe extérieure  
Fabriqué en Europe

100 % fluff pulp  
polypropylène hydrophile  
polyéthylène non respirable

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION (max\*)

2112 ml

### TOLERANCE

valeur cible +10%\*

### CONDITIONNEMENT

Sachet  
Carton  
Palette

30 pièces  
4 sachets  
30 cartons

### EAN

5414874014967  
5414874014974

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.