

## Tabouret de douche Bora



- Assise avec découpe anatomique à l'avant
- Poignées latérales anatomiques
- Réglable en hauteur

Notre tabouret de douche New Bora vous permettra de prendre votre douche confortablement installés et en toute sécurité. Sa large assise anatomique est munie de trous d'écoulement, de 2 poignées de relèvement, d'une surface grainée antidérapante et de 2 espaces pour fixer la douchette. Assemblage par 5 molettes sans outil en quelques minutes. Hauteur d'assise réglable en 8 positions.

Encombrement au sol : larg. 43 x prof. 44 à 49,5 cm. Poids 1,8 kg.


Dimensions assise : larg. 48,5 x prof. 33 x haut. 35 à 53 cm.

Poids maximum autorisé 100 kg

2 coloris au choix : blanc ou gris.

### Variantes :

- Blanc
- Gris



- Blanc - 812267.B

- Gris - 812267.G