

Tasse Upcup



- 813071

- **Equipée de 2 anses**
- **Forme interne en V permettant de moins lever les bras**

La Tasse Up Cup a des caractéristiques très spécifiques pour s'adapter à tous les utilisateurs : la forme de l'embouchure en tulipe pratique, la forme en V interne, les 2 supports anses, l'extérieur crénelé pour une meilleure préhension. Sa double paroi permet de limiter l'effet du chaud. Matériau Tritan transparent. Contenance 20 cl. Garantie lave-vaisselle. Ne pas utiliser au micro-ondes. Fabriqué en Europe

Dimensions : haut. 14,5 x prof. 10 x larg. 7,6 cm.
Poids 124 gr.