

Couverts caoutchouc BigGrip lestés



Notre gamme de couverts lestés BigGrip est adaptée aux personnes souffrant de forts tremblements ou de la maladie Parkinson. Le poids du couvert permet de limiter le tremblement. Le large manche anatomique est recouvert de caoutchouc confortable et antidérapant qui facilite la préhension même lorsque le couvert est mouillé. Vous pouvez tordre l'ustensile (sauf le couteau) afin de trouver l'angle adapté à vos besoins.

5 modèles au choix :

- Cuillère à soupe
- Petite cuillère
- Couteau
- Fourchette
- Assortiment des 4

Ustensile en acier inoxydable.

Garantie lave-vaisselle.

Poids 170 gr.

Dimensions : Long. 18 cm x diam. 3,5 cm.



Variantes :

- Assortiment
- Couteau
- Cuillère à soupe
- Fourchette
- Petite cuillère

- Assortiment - 813053
- Couteau - 813105
- Cuillère à soupe - 813108
- Fourchette - 813106
- Petite cuillère - 813107