

Gamme KuraCare



- Assortiment - Adulte - 813204
- Assortiment - Enfant - 813208
- Couteau - Adulte - 813201
(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 20/01/2025)
- Couteau - Enfant - 813206
- Cuillère - Adulte - 813202
- Cuillère - Enfant - 813207
- Cuillère main droite - Adulte - 813203
- Fourchette - Adulte - 813200
- Fourchette - Enfant - 813205

• Couverts très légers !

Notre gamme KuraCare reprend des formes discrètes mais avec des manches étudiés pour favoriser la préhension. Le manche du couteau et de la fourchette est muni d'un support pour le doigt pour faciliter la manipulation.

Pour la gamme adulte :

4 ustensiles disponibles à l'unité ou en lot de 3 sans la cuillère main droite (lot comprenant fourchette, couteau et cuillère standard)

Dimensions : longueur total droit 178 mm, 128 mm total pour le manche courbé.

Pour la gamme enfant :

Manche plus petit adapté aux mains d'enfants, la forme des manches a également été étudiée pour leur usage.

Longueur total droit 126 mm.

Disponible en lot de 3.

Garantie lave-vaisselle.

Variantes :

- Assortiment
- Couteau
- Cuillère
- Cuillère main droite
- Fourchette
- Adulte
- Enfant