

Couverts Torsogrip



- Couteau - 813249
- Cuillère à soupe - 813247
- Fourchette - 813248
- Petite cuillère - 813246

- **Peut se tordre à l'angle souhaitée**
- **Vidéo de présentation et utilisation disponible ci-dessous**

La gamme de couverts TorsoGrip permet de prendre un repas en tenant l'ustensile plus facilement. Chaque ustensile est composé d'un manche en caoutchouc moulé, naturellement antidérapant, et d'un couvert en inox épais, qui a la propension de pouvoir se tordre pour trouver l'angle souhaité. Ne pas tordre un ustensile plus de 4 fois. Section du manche 40 x 25 mm

Longueur de l'ustensile : 20,50 cm. Longueur du manche 11 cm.

Poids 105 à 115 g.

Variantes :

- Couteau
- Cuillère à soupe
- Fourchette
- Petite cuillère