

## Barre de relèvement Grip 135°



- Blanc - 815004

- Blanc/Bleu - 815005

- **Garantie à vie**
- **Barre ultra-résistante**
- **Disponible en barres droites ou angle droit**

Les barres d'appui Grip permettent de vous tenir ou de vous rattraper en cas de chute dans toutes les pièces de la maison. Notre gamme de barres d'appui Grip, grâce à son conception en matériau plastique, est spécialement étudiée pour l'installation dans les pièces d'eau (salles de bain, WC...). La forme ergonomique de la barre est plus facile à saisir.

Fabrication robuste combinant un tube interne en acier inoxydable et une induction en matériau plastifié très agréable à la main. Finition impeccable grâce aux cache-fixations. Existe en blanc ou avec une partie bleue pour les malvoyants. Visserie non-fournie.

Grâce à son angle de 135°, cet appui spécifique vous permet de vous relever plus facilement d'une baignoire ou d'une cuvette de WC.

Dimensions : 45 x 45 cm. Diamètre 32 mm. Écartement du mur 4 cm.

Poids maximum autorisé 125 kg.

### Variantes :

- Blanc
- Blanc/Bleu