

Enfile-bas de contention Easy



- **Enfilez vos bas de contention sans efforts et sans se pencher !**
- **2 poignées coulissantes minimisant l'effort**
- **Vidéo d'utilisation disponible ci-dessous**

Vous cherchez un appareil pour enfiler vos bas de contention ? Notre enfile-bas de contention Easy en métal peint permet d'enfiler vos bas de contention sans effort. Il suffit de l'enfiler préalablement sur le cadre en métal et tirer sur les poignées coulissantes pour faire remonter le bas. Les poignées sont rétractables pour faciliter le rangement. Le passage de jambe a été étudié avec un angle anatomique très agréable à l'utilisation et un diamètre assez grand pour s'adapter à toutes les morphologies.

Largeur de passage intérieur : 11.5 cm
Dimensions : larg. 23,5 x prof. 12 x haut. 31/54 cm.



- 819132