

Enfile-bas de contention Classic



- **Poignées mousse confortable**
- **Evite de se baisser**
- **Mettre ses bas, collants ou chaussettes devient plus facile !**

Notre enfile-bas Classic permet d'enfiler avec moins d'effort et de contorsions vos chaussettes ou bas de contention. Il suffit de l'enfiler d'abord sur le cadre métallique jusqu'au bout, d'insérer votre bout de pied et de tirer sur les poignées pour remonter l'ensemble le long de votre jambe. Cadre métallique peint époxy blanc.

Dimensions : larg. 20,5 x prof. 17,5 x haut. 34,5 cm.
Diamètre utile 10 cm.

Poids 800 g



- 819175