

Appui de lit Resist



- 823060

- **Inversible pour s'adapter à tous les types de sommiers**
- **Sécurisé par 2 sangles à boucles**

Notre appui de lit Resist permet de prendre appui afin de pivoter et se lever plus facilement du lit. Il permet aussi de sécuriser le sommeil en évitant les chutes. L'appui est composé d'une large base en matériau plastique très fin se posant sur le sommier et sous le matelas. Cette base est inversable pour s'adapter parfaitement aux sommiers tapissiers ou à ceux à lattes. Elle est sécurisée par 2 sangles de 4 mètres chacune faisant le tour de lit.

Hauteur de l'appui par rapport à la base du matelas : 51,5 cm.

Largeur 25 cm.

Base 61,5 x 33,5 cm.