

FICHE PRODUIT : EMBOUT STABICANE ESTABK03-15

ESTABK03-15



origine France



Code GTIN : code intrastat : 66039090
3 770016 105002

Désignation :
STABICANE EMB STAB C.105*70MM 15

Famille :
accessoire pour aide technique à la marche

Description :
embout de stabilisation et d'adhérence adaptable aux cannes de marche et cannes anglaises de diamètres 16 à 18 mm.

Classe du dispositif :
DM I

Garantie produit :
3 ans contre défauts de fabrication – hors usure



Caractéristiques techniques :

diamètre extérieur : 105 mm
hauteur : 70 mm
poids moyen : 215 grs
couleur : noir
matériau : caoutchouc
diamètre logement : 15 mm (profondeur 51 mm)
utilisateur : 120 kgs maxi
insert métallique anti-perforation

adhérence sol lisse et humide : environ 25° % verticale à l'impact (sur un carrelage de référence).
stabilité (canne de marche 240grs – 85 cms) : environ 10°

première mise sur le marché : mai 2012

Poids maxi conseillé canne anglaise : 500 grs.
Emballage : sachet plastique + notice/cavalier + trou européen.
Etiquetage-Marquage produit : sur notice de montage.
Livraison par 12 aux détaillants et en cartons de 60 pièces aux "grossistes".

Données susceptibles de changements ou variations sans préavis

Mise à jour FT : 10 fév 2021