

FICHE TECHNIQUE

iD SENSITIVE PANTS EXTRA PLUS XS

IDS6002114 (40-60cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

600 mm
536 mm
460 mm
110 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

55,7 g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Corps absorbants
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
SAP
Voile d'acquisition
Elastiques
Barrières anti-fuites
Adhésif d'identification produit
Fabriquée en Europe

100 % pâte fluff
polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc
polyéthylène respirant
polymère superabsorbant (limiteur d'odeur)
(co-)polyester
fils d'élastane
polypropylène hydrophobe
film en polypropylène

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

1430 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet 14 pièces
Carton 6 sachets
Palette 48 cartons

EAN

5414874019474
5414874019481

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.