

FICHE TECHNIQUE

iD SENSITIVE PANTS MAXI L

IDS6134110 (100-150m)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

860 mm
780 mm
490 mm
160 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

87,3 g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Corps absorbants
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
SAP
Voile d'acquisition
Elastiques
Barrières anti-fuites
Adhésif d'identification produit
Fabriquée en Europe

100 % pâte fluff
polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc
polyéthylène respirant
polymère superabsorbant (limiteur d'odeur)
(co-)polyester
fils d'élastane
polypropylène hydrophobe
film en polypropylène

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

2090 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet 10 pièces
Carton 8 sachets
Palette 30 cartons

EAN

5411416072348
5411416072355

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

The logo for Ontex, featuring the brand name in a blue, stylized font with a swoosh underneath.