

FICHE TECHNIQUE

iD SENSITIVE PANTS NORMAL M

IDS6221114-01 (80-130cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

780 mm
680 mm
490 mm
160 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

54 g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Corps absorbants

Voile intérieur

Enveloppe extérieure

SAP

Voile d'acquisition

Elastiques

Barrières anti-fuites

Adhésif d'identification produit

Fabriquée en Europe

100 % pâte fluff

polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc

polyéthylène respirant

polymère superabsorbant (limiteur d'odeur)

(co-)polyester

fil d'élastane

polypropylène hydrophobe

film en polypropylène

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

990 ml

TOLERANCE

valeur cible +10% *

CONDITIONNEMENT

Sachet

Carton

Palette

14 pièces

8 sachets

28 cartons

EAN

5411416072409

5411416072416

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

