

## FICHE TECHNIQUE

# iD SENSITIVE PANTS NORMAL L

IDS6231114-01 (100-150cm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale  
Longueur tampon  
Largeur tampon

### CIBLE

860 mm  
780 mm  
490 mm  
160 mm

### TOLERANCE

+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

57 g

### TOLERANCE

+/- 10%

### COMPOSITION

Corps absorbants  
Voile intérieur  
Enveloppe extérieure  
SAP  
Voile d'acquisition  
Elastiques  
Barrières anti-fuites  
Adhésif d'identification produit  
Fabriquée en Europe

100 % pâte fluff  
polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc  
polyéthylène respirant  
polymère superabsorbant (limiteur d'odeur)  
(co-)polyester  
fils d'élastane  
polypropylène hydrophobe  
film en polypropylène

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION (max\*)

990 ml

### TOLERANCE

valeur cible +10% \*

### CONDITIONNEMENT

Sachet 14 pièces  
Carton 8 sachets  
Palette 24 cartons

### EAN

5411416072461  
5411416072478

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

The logo for Ontex, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font with a stylized blue swoosh underneath.