

FICHE TECHNIQUE

iD SENSITIVE FORM NORMAL

IDS91111930



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (av/ar)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)

CIBLE

510 mm
230/240 mm
450 mm
170/180 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

42g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps absorbants | 100 % pâte fluff |
| Voile intérieur | polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc |
| Enveloppe extérieure | polyéthylène respirant + polypropylène hydrophobe |
| Barrières anti-fuites | polypropylène hydrophobe |
| Super absorbant | polymère superabsorbant (limiteur d'odeur) |
| Elastiques barrière anti-fuite | Fil d'élastane |
| Elastiques entrejambe | Fil d'élastane |
| Voile d'acquisition | (co-)polyester |
| Fabriquée en Europe | |

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ACuP*
ATuP**
Rewet***

ABSORPTION (max*)

1056 ml
210 g
<170 sec
<15 g

TOLERANCE

valeur cible +10% *
+/- 10%
+/- 10%
+/- 10%

CONDITIONNEMENT

| | |
|---------|------------|
| Sachet | 30 pièces |
| Carton | 3 sachets |
| Palette | 50 cartons |

EAN

5414874014202
5414874014219

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

*ACuP = Capacité d'Absorption sous Pression
**ATuP = Temps d'Absorption sous Pression
***Rewet : Humidité en surface après pression

Ontex