

FICHE TECHNIQUE

iD SENSITIVE FORM EXTRA

IDS91241930



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (av/ar)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)

CIBLE

610 mm
310/320 mm
541 mm
230/250 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

66g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Corps absorbants	100 % pâte fluff
Voile intérieur	polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc
Enveloppe extérieure	polyéthylène respirant + polypropylène hydrophobe
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Super absorbant	polymère superabsorbant (limiteur d'odeur)
Elastiques barrière anti-fuite	Fil d'élastane
Elastiques entrejambe	Fil d'élastane
Voile d'acquisition	(co-)polyester
Fabriquée en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ACuP

ATuP

Rewet

ABSORPTION (max*)

1980 ml

595 g

<120 sec

<4 g

TOLERANCE

valeur cible +10% *

+/- 10%

+/- 10%

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet

Carton

Palette

30 pièces

3 sachets

45 cartons

EAN

5414874014288

5414874017173

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

*ACuP = Capacité d'Absorption sous Pression

**ATuP = Temps d'Absorption sous Pression

***Rewet : Humidité en surface après pression

Ontex