

FICHE TECHNIQUE

iD SENSITIVE FORM EXTRA PLUS

IDS91351920



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (av/ar)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)

CIBLE

700 mm
340/360 mm
620 mm
260/290 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

93g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Corps absorbants	100 % pâte fluff
Voile intérieur	polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc
Enveloppe extérieure	polyéthylène respirant + polypropylène hydrophobe
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Super absorbant	polymère superabsorbant (limiteur d'odeur)
Elastiques barrière anti-fuite	Fil d'élastane
Elastiques entrejambe	Fil d'élastane
Voile d'acquisition	(co-)polyester
Fabriquée en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ACuP
ATuP
Rewet

ABSORPTION (max*)

2310 ml
546 g
<100 sec
<1 g

TOLERANCE

valeur cible +10% *
+/- 10%
+/- 10%
+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet	20 pièces
Carton	4 sachets
Palette	24 cartons

EAN

5414874014660
5414874017197

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

*ACuP = Capacité d'Absorption sous Pression

**ATuP = Temps d'Absorption sous Pression

***Rewet : Humidité en surface après pression

Ontex