

FICHE TECHNIQUE

iD SENSITIVE FORM MAXI

IDS91481930



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (av/ar)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)

CIBLE

720 mm
305/375 mm
650 mm
235/305 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

110g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Corps absorbants	100 % pâte fluff
Voile intérieur	polypropylène hydrophile avec oxyde de zinc
Enveloppe extérieure	polyéthylène respirant + polypropylène hydrophobe
Témoin d'humidité	2 traits de colle + encre
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Super absorbant	polymère superabsorbant (limiteur d'odeur)
Elastiques barrière anti-fuite	Fil d'élastane
Elastiques entrejambe	Fil d'élastane
Voile d'acquisition	(co-)polyester
Fabriquée en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ACuP

ATuP

Rewet

ABSORPTION (max*)

3025 ml

790 g

<85 sec

<1 g

TOLERANCE

valeur cible +10% *

+/- 10%

+/- 10%

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet

Carton

Palette

30 pièces

4 sachets

20 cartons

EAN

5411416075608

5411416075615

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, hypoallergénique, sont sans latex et portent un marquage CE. DLUO : 60 mois.

*ACuP = Capacité d'Absorption sous Pression

**ATuP = Temps d'Absorption sous Pression

***Rewet : Humidité en surface après pression

Ontex