

LE LIBERTY^e

Inclinaison électrique et autonomie

LE **LIBERTY^e** est un fauteuil à pousser inclinable à usage intérieur exclusif. Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allègement des points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits). Le fauteuil **LIBERTY^e** est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant. C'est un **Dispositif Médical** destiné aux personnes présentant une incapacité totale ou partielle à marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser eux-mêmes.

Options



Coussin Classe II



Appareil de soutien partiel de la tête



Agréés CERAH

Caractéristiques techniques

Les fauteuils Liberty, Liberty e, Evasion, Evasion e, sont agréés CERAH, sous le code LPPR : 4263950 VHP, poussette ou fauteuil, dossier ou dossier et siège inclinables.

- **Hygiène optimale** : modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Coloris** : 3 types de revêtements
PVC/Polyuréthane : Cacao, Ebène, Citron, Framboise –
Velours : Choco Edition et Black Edition – **Tissu** : Gris chiné.
 Revêtements PVC/Polyuréthane correspondant aux normes **Non Feu M2**.
- **5 largeurs d'assise** : 30 cm, 36 cm, 42 cm, 48 cm, 54 cm.
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm.
- **Largeur hors tout du fauteuil** : largeur d'assise +23 cm.
- **4 options disponibles** : Tablette – Cale tronc ajustable (droit/gauche) –



Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin Classe II

- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos.
- Livré monté franco à l'unité toutes destinations France métropolitaine.
- **Fabrication Française.**
- Poids du fauteuil : environ 38 kg.
- Fauteuil garantie 2 ans
- Vérin électrique garantie 5 ans

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout	Hauteur d'assise	Hauteur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
 300 mm 360 mm 420 mm 480 mm 540 mm	 480 mm	 Largeur d'assise +230 mm	 480 mm	 1320 mm	 38 kg	 130 kg
Tolérances dimensionnelles et pondérales + 15 mm / 1,5 kg						

L'état de santé de M/M^{me}
 nécessite l'achat
 d'un fauteuil VHP
 à pousser dossier inclinable
 + coussin visco Classe II
 + appareil de soutien
 partiel de la tête

MOBILITÉ & POSITIONNEMENT

Agréés CERAH



FAUTEUILS A POUSSER



Conception et Impression : Imprimerie La Renaissance - Troyes - Document destiné aux professionnels de santé - photos non contractuelles - version 2 - Janvier 2019



L'EVASION^e

Inclinaison électrique et autonomie

L'**EVASION^e** est un fauteuil à pousser inclinable à usage intérieur / extérieur. Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allègement des points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits). Le fauteuil **EVASION^e** est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant. C'est un **Dispositif Médical** destiné aux personnes présentant une incapacité totale ou partielle à marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser eux-mêmes.

Options



Coussin
Classe II



Appareil de
soutien partiel
de la tête



Agréés CERAH

LE LIBERTY

Inclinaison manuelle avec aidant

LE LIBERTY est un fauteuil à pousser à usage intérieur exclusif. Le déploiement de son repose-jambes est lié à l'inclinaison du fauteuil. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allègement des points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits). Le fauteuil LIBERTY est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant. Ce fauteuil nécessite impérativement la vigilance d'un accompagnant. Ce fauteuil est un **Dispositif Médical** destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elle-même.

Options



Coussin
Classe II



Appareil de
soutien partiel
de la tête



Agréés CERAH

L'EVASION

Inclinaison manuelle avec aidant

L'**EVASION** est un fauteuil à pousser à usage intérieur / extérieur. Le déploiement de son repose-jambes est synchronisé à l'inclinaison du fauteuil. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allègement des points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits). Le fauteuil **EVASION** est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant. Ce fauteuil nécessite impérativement la vigilance d'un accompagnant. Ce fauteuil est un **Dispositif Médical** destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elle-même.

Options



Coussin
Classe II



Appareil de
soutien partiel
de la tête



Agréés CERAH