


	Action 1NG	Action 1R Action 2NG	
			
SW380	1	4	5
SW405	1	4	5
SW430	2	6	7
SW455	2	6	7
SW480	3	8	9
SW505	3	8	9



	Action 1NG	Action 1R Action 2NG	
			
SW405	10	12	13
SW430	10	12	13
SW455	11	14	15
SW480	11	14	15
SW505	11	14	15

1	x1	1562005	Paire de relève-jambes complet Palettes fixe SW380/405 mm	→
2	x1	1562006	Paire de relève-jambes complet Palettes fixe SW430/455 mm	→
3	x1	1562007	Paire de relève-jambes complet Palettes fixe SW480/505 mm	→
4	x1	1562008	Relève-jambe Gauche complet palette fixe SW380/405 mm Action NG	→
5	x1	1562037	Relève-jambe Droit complet palette fixe SW380/405 mm Action NG	→
6	x1	1562038	Relève-jambe Gauche complet palette fixe SW430/455 mm Action NG	→
7	x1	1562039	Relève-jambe Droit complet palette fixe SW430/455 mm Action NG	→
8	x1	1562040	Relève-jambe Gauche complet palette fixe SW480/505 mm Action NG	→
9	x1	1562041	Relève-jambe Droit complet palette fixe SW480/505 mm Action NG	→
10	x1	1573661	Paire de relève-jambes complet Palettes réglables en angle et en profondeurSW405/430 mm	→
11	x1	1573692	Paire de relève-jambes Eco complet Palettes réglables en angle et enprofondeur SW455/480/505 mm	→
12	x1	1573705	Relève-jambe Gauche complet palette réglable en angle et enprofondeur SW405/430 mm Action NG	→
13	x1	1573706	Relève-jambe Droit complet palette réglable en angle et enprofondeur SW405/430 mm Action NG	→
14	x1	1573707	Relève-jambe Gauche complet palette réglable en angle et enprofondeur SW455/480/505 mm Action NG	→
15	x1	1573723	Relève-jambe Droit complet palette réglable en angle et enprofondeur SW455/480/505 mm Action NG	→