

Poche urinaire SecurDrain 2L



Référence :001019037903

Détail du produit :

Avec Valve de non-retour et Robinet de Vidange

Peut-être accrochée avec des crochets

Non stérile

Corps de la poche : réalisé en PVC atoxique, souple et résistant

Couleur de la poche : transparent ou blanche opaque et transparent

Tubulure de la poche en PVC atoxique, transparent, la haute qualité du granule de PVC utilisé évite l'effet "mémoire" de la tubulure face aux pliages éventuels

Longueur Tubulure : 90 cm

Raccord : universel, blanc en PVC atoxique

Valve de non-retour : étroite, pour éviter le reflux de l'urine et des gaz

Robinet de vidange Push-Pull : réalisé en PVC du type "ressort" permettant de vider rapidement et aisément la poche

Soudure : double, résistance excellente

Points d'attache : 4 et renforcés permettant une fixation stable au lit et des manipulations et transferts assurés

Graduation : asymétrique pour permettre une correcte lecture du liquide contenu

Capacité de la poche : 2 litres

Vendu à l'unité