

MEDI-GRIP®

ESSENTIAL SURGICAL GLOVES



MEDI-GRIP® PF

UN CHOIX SÛR EN TERMES DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Le gant chirurgical MEDI-GRIP® PF d'Ansell est synonyme de qualité et de fiabilité. À sa faible teneur en protéines, résultat du processus de fabrication mis en œuvre, s'ajoutent diverses propriétés contribuant au confort du porteur et assurant un gantage aisé.

MEDI-GRIP® PF répond aux exigences de la chirurgie actuelle. Le gant présente un contenu protéique très faible : <30 µg/g (méthode de Lowry modifiée – EN 455-3), réduisant ainsi considérablement le risque d'allergies de type I.

MEDI-GRIP® PF a par ailleurs été traité par chloration pour un gantage aisé, tandis que sa manchette à bord droit assure un excellent ancrage sur la casaque.

Grâce à la formulation spécifique du latex, ce gant est souple et confortable, réduisant de ce fait la fatigue des mains. Par ailleurs, sa surface externe micro-texturée garantit une préhension sûre des instruments.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Blanc
Forme	Anatomique
Manchette	Manchette droite
Surface externe	Micro-texturé, chloré
Surface interne	Chloré

TAILLE / CODE PRODUIT

5.5	330206055	6	330206060
6.5	330206065	7	330206070
7.5	330206075	8	330206080
8.5	330206085	9	330206090

Les gants MEDI-GRIP® constituent une solution de protection fiable répondant aux besoins quotidiens en matière de confort et de sécurité des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie. En effet, ils réduisent les risques auxquels professionnels de la santé et patients sont exposés.

Gant d'intervention chirurgicale stérile en latex naturel, non poudré

DM Classe IIa
Organisme de certification: British Standards Institution (0086) : DM
Le cas échéant, lire attentivement le mode d'emploi qui accompagne le produit.
Usage unique. Stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques.

Ref-XXXX-20190406

Ansell est un leader mondial dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité en proposant des solutions de haute qualité pour l'amélioration du bien-être. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical Solutions (Solutions pour les professionnels de la santé), Industrial Solutions (Solutions pour l'industrie), Specialty Markets (Marchés spécialisés) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

