

Crochet pour poche à urine



Référence : 514SUP05

Description :

Le crochet en plastique est conçu pour assurer une fixation sûre de la poche à urine aux cadres de lit ronds ou carrés, ou à un fauteuil roulant.

La poignée est d'une utilisation extrêmement confortable également pour le patient. De plus, les lanières souples en lycra® avec boutons ou fermeture en velcro peuvent être insérées facilement dans les œillets de suspension de la poche de jambe

Caractéristiques :

Crochet en plastique avec 4 points d'ancrage pour la fixation de la poche à urine aux cadres de lit ronds ou carrés

Réutilisable

Section du tube large : 9,0 mm de diamètre

Dimensions totales : 23,5 x 10,5 cm

Couleur : bleu

Non stérile

Conditionnement : à l'unité