

# Fauteuil releveur confort

## Initio Microfibre



Réf : LVINIMICRO

<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	1
<b>REVÊTEMENT</b>	Microfibre
<b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	Assise : 35 kg/m <sup>3</sup> Dossier et accoudoirs : 32 kg/m <sup>3</sup> .
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	75 cm
<b>PROFONDEUR HORS TOUT</b>	90 cm
<b>HAUTEUR HORS TOUT</b>	108 cm
<b>LARGEUR ASSISE</b>	48 cm
<b>PROFONDEUR ASSISE</b>	53 cm
<b>HAUTEUR SOL/ASSISE</b>	48 cm
<b>HAUTEUR DOSSIER</b>	60 cm
<b>POIDS DU FAUTEUIL</b>	42 kg
<b>POIDS MAXIMAL UTILISATEUR</b>	110 kg

- Look sobre et moderne.
- Mouvements doux et synchronisés.
- Position d'assise ou de relaxation optimale.



Marron cendré