

Fauteuil releveur

1 moteur confort

Initio



Réf : LIVINIMICROGRIS

NOMBRE DE MOTEURS	1 moteur
REVÊTEMENT	Tissu Microfibre (FJ021/FJ035), tissu chenille hydrofuge : 100 % polyester ou PU (PU-078) : 60% polyester resin / 40 % polyester
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Dossier : sangles élastiques Assise : ressorts nosag
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Bois massif et contre-plaqué
DENSITÉ DE LA MOUSSE	Assise : 32 kg/m ³ Dossier : 28 kg/m ³ Accoudoirs : 28 kg/m ³
LARGEUR HORS TOUT	75 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	90 cm
HAUTEUR HORS TOUT	108 cm
LARGEUR ASSISE	48 cm
PROFONDEUR ASSISE	53 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	48 cm
HAUTEUR DOSSIER	60 cm
POIDS DU FAUTEUIL	42 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	110 kg
GARANTIE	2 ans

- Look sobre et moderne.
- Mouvements doux et synchronisés.
- Position d'assise ou de relaxation optimale.

Tissu Chenille				
	Gris	Beige	Bleu	Bordeaux
Microfibre				
	Gris	Marron cendré		
Simili-cuir				
	Moka			